



AID genetikai vizsgálathoz szükséges
mintavételi tájékoztató V230913

AID genetikai vizsgálathoz szükséges mintavétel és preanalitikai előkészítés

- A vizsgálatokhoz **1 db K3-EDTA alvadásgátlót tartalmazó** (lila kupakos cső) vénás **vérmintára** van szükség. *(Speciális esetekben lehetőség lehet nyálminta gyűjtésére, ezzel kapcsolatban kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!)*
- Az additív anyagot tartalmazó csövet a megfelelő vér : alvadásgátló arány elérése céljából mindig a jelig kell tölteni.
- A mintavételt követően a kémcsövet forgassa át néhányszor, hogy az alvadásgátló szer és a vérminta megfelelően keveredjen.
- A genetikai vizsgálatokhoz gyűjtött EDTA-val alvadásgátlót **vérminta 4°C-on hűtve, vagy -20°C-on fagyasztva tárolható** a feldolgozásig.
- A vérvételi csőre minden esetben kerüljön a páciens neve és születési dátuma.
- Töltse ki a vizsgálatkérőlapot és a páciens írja alá a genetikai beleegyező nyilatkozatot.
- A vérminta levétele után a mintával való további teendőkkel kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot laboratóriumunkkal:

Kontaktszemély a genetikai laboratóriumban:

Dr. Balla Bernadett Tel: +36-20-525-67-10

e-mail: balladetti@gmail.com illetve balla.bernadett@med.semmelweis-univ.hu

Laboratórium címe: Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika
Molekuláris genetikai laboratórium
1083 Budapest Korányi S. u 2/a